

ЦИФРОВОЙ ВИДЕОКОЛЬПОСКОП



EDAN C3A/C6A

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цифровой видеокольпоскоп

C3A/C6A

EDAN INSTRUMENTS INC.



Видеокольпоскопы EDAN C3A/C6A завоёвывают высокую популярность в Узбекистане благодаря своей доступной цене и отличному качеству изображения.

Видеокольпоскоп C3A/C6A имеет удобную конструкцию, прямую передачу видео в цифровом виде на ПК, русифицированное ПО для создания отчетов.

более низкая цена по сравнению с аналогами китайского производства при более качественной визуализации, значительно дешевле аналогов европейского производства.

Светодиодная система освещения обеспечивает естественную цветопередачу. Продвинутая система автофокусировки обеспечивает четкость изображения.

Электронный зеленый фильтр улучшает визуализацию сосудов.

Отображение в реальном времени увеличенного изображения. Большая галерея кольпоскопических изображений для сравнительного анализа.

Поддержка DICOM 3.0.

Система холодного LED освещения обеспечивает естественную цветопередачу ткани. Продвинутая система быстрой автоматической фокусировки обеспечивает четкое изображение.

Передача видео в цифровом виде и русифицированное программное обеспечение для управления данными.

EDAN – один из крупнейших производителей сложного медицинского оборудования в Китае, характеризующиеся хорошим качеством сборки, простотой в эксплуатации, доступностью по цене и надежностью оборудования.

Обладает оптимальным соотношением цена/качество, с отличным качеством изображения и плавным увеличением в широком диапазоне.

Благодаря яркой светодиодной системе естественного света, камере с высоким разрешением и электронным зеленым фильтром, видеокольпоскоп C3A/C6A обеспечивает полноэкранное качественное отображение обследования шейки матки, предлагая важную и точную информацию для принятия клинического решения гинекологом.

Дистанционное управление захватом изображения и удобная раскладка клавиатуры позволяют работать одной рукой.

Таймер теста на реакцию на уксусную кислоту и йод позволяет выявить дисплазию шейки матки высокой и низкой степени.

Инновационная программа R-way™ является руководством по проведению обследования шейки матки для медицинского персонала.

Встроенная галерея кольпоскопических изображений для сравнительного анализа. Отображение кратности увеличения в реальном времени на экране.

Плавное увеличение в диапазоне 1-28 крат для модели C3A. Плавное увеличение в диапазоне 1-36 крат для модели C6A.




Нормальная
шейка матки



ЦИН 1* - эктропион
и фоновые - эрозия шейки матки
заболевания - лейкоплакия
шейки матки - дискератоз




ЦИН 2, 3
(средняя и тяжелая
дисплазий)




инвазивный рак
шейки матки



Нормально



Цин I



Цин II



Цин III

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

Условия оплаты:

Предоплата 100% после подписания договора

Срок поставки

в течение 60 дней с момента предоплаты

Сведения по установке, обучению

**Установка и обучение специалистов включены
в стоимость оборудования**

Бесплатная гарантия

В течении 12 месяцев с момента поставки оборудования

Постгарантийное обслуживание

**Пост гарантийное техобслуживание на договорной основе
на весь срок эксплуатации**